

APLW 025/1

Underkurv

bestykket med 12 injektordyser APLW 056 og 12 injektordyser APLW 052.



Image
in progress

- Kun egnet til brug i nederste niveau
- 230 x 490 mm netto

EAN: 4002516115847 / Materiale nummer: 11104820 /
Gammelt materiale nummer: 69302501D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Underkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Sort, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	24
Flasker [antal]	24
Erlenmeyerkolber [antal]	24
Rundkolber [antal]	24
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	270
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	570
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	350
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	610
Nettovægt i kg	5,25
Bruttovægt i kg	8,39
Tilbehørspakke	
APLW 052, injektordyse, Ø 4 mm, længde 175 mm [antal]	12
APLW 056, injektordyse, Ø 6 mm, længde 225 mm [antal]	12