


APLW 026/1

Underkurv

bestykket med 20 injektordyser APLW 056.



- Kun egnet til brug i nederste niveau

EAN: 4002516115861 / Materiale nummer: 11104840 /  
Gammelt materiale nummer: 69302601D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkurv	•
Underkurv	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Sort, Hvid
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsede glas [antal]	20
Flasker [antal]	20
Erlenmeyerkolber [antal]	20
Rundkolber [antal]	20
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	270
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	570
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	340
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	555
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	615
Nettovægt i kg	4,92
Bruttovægt i kg	9,20
<b>Tilbehørspakke</b>	
APLW 056, injektordyse, Ø 6 mm, længde 225 mm [antal]	20