

APLW 029

Underkurv

med 27 ubestykkede injektorpladser til dyser.



**Image**  
in progress

- Kun egnet til brug i nederste niveau

EAN: 4002516115892 / Materiale nummer: 11104870 /  
Gammelt materiale nummer: 69302900D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkurv	•
Underkurv	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort, Hvid
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsede glas [antal]	12
Flasker [antal]	12
Erlenmeyerkolber [antal]	12
Rundkolber [antal]	12
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	137
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	582
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	565
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	615
Nettovægt i kg	4,74
Bruttovægt i kg	7,18