

APLW 030

Underkurv

med 12 ubestykkede injektorpladser til dyser.



Image
in progress

- Kun egnet til brug i nederste niveau
- 220 x 490 mm netto

EAN: 4002516115908 / Materiale nummer: 11104880 /
Gammelt materiale nummer: 69303000D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Underkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	12
Flasker [antal]	12
Erlenmeyerkolber [antal]	12
Rundkolber [antal]	12
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	135
Udvendigt mål, nettobredde i mm	424
Udvendigt mål, nettodybde i mm	582
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	565
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	615
Nettovægt i kg	4,32
Bruttovægt i kg	6,72