

APLW 032

Underkurv

med 121 + 24 ubestykkede injektorpladser til dyser.



Image
in progress

- Kun egnet til brug i nederste niveau

EAN: 4002516115939 / Materiale nummer: 11104910 /
Gammelt materiale nummer: 69303200D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Underkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	121
Vials [antal]	121
Smalhalsede glas [antal]	24
Flasker [antal]	24
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	570
Udvendigt mål, nettobredde i mm	536
Udvendigt mål, nettodybde i mm	70
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	610
Nettovægt i kg	5,99
Bruttovægt i kg	8,31