


APLW 033

Rist

for at skaffe en lige flade.



- Egnet til APLW 000
- Reducering af den maksimale fyldningshøjde med 50 mm

EAN: 4002516115953 / Materiale nummer: 11104930 /
Gammelt materiale nummer: 69303300D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Underramme	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglasser	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	444
Udvendigt mål, nettobredde i mm	473
Udvendigt mål, nettodybde i mm	60
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	190
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	435
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	512
Nettovægt i kg	1,22
Bruttovægt i kg	2,85