

APLW 037

Beskyttelsesgitter

højdejusterbar, til fiksering af sarte utensilier



EAN: 4002516115991 / Materiale nummer: 11104970 /
Gammelt materiale nummer: 69303700D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Afdækning	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	225
Udvendigt mål, nettobredde i mm	369
Udvendigt mål, nettodybde i mm	380
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	350
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	430
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	510
Nettovægt i kg	1,13
Bruttovægt i kg	2,82