

APLW 038

Indsats

til optimal anbringelse af bredhalsede Erlenmeyerkolber og målecylindre.



- Udstyret med 14 fjederkroge 175 mm og 14.105 mm høje

EAN: 4002516116004 / Materiale nummer: 11104980 /
Gammelt materiale nummer: 69303800D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Indsats til diverse flasker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	185
Udvendigt mål, nettobredde i mm	195
Udvendigt mål, nettodybde i mm	450
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	345
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	435
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	510
Nettovægt i kg	0,60
Bruttovægt i kg	2,41