


APLW 040

Indsats

til optimal anbringelse af reagensglas, højde 100 mm.



- Til anvendelse med låg APLW 043

EAN: 4002516116028 / Materiale nummer: 11105000 /  
Gammelt materiale nummer: 69304000D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til reagensglas	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Maksimum fyldningshøjde i mm	115
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	100
Udvendigt mål, nettobredde i mm	220
Udvendigt mål, nettodybde i mm	220
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	330
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	315
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	315
Nettovægt i kg	0,47
Bruttovægt i kg	1,58