

APLW 041

Indsats

til optimal anbringelse af reagensglas, højde 130 mm.



- Til anvendelse med låg APLW 043

EAN: 4002516116035 / Materiale nummer: 11105010 /
Gammelt materiale nummer: 69304100D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Indsats/modul til reagensglas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Maksimum fyldningshøjde i mm	115
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	130
Udvendigt mål, nettobredde i mm	220
Udvendigt mål, nettodybde i mm	220
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	330
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	300
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	315
Nettovægt i kg	0,55
Bruttovægt i kg	1,35