


APLW 041

Indsats

til optimal anbringelse af reagensglas, højde 130 mm.



- Til anvendelse med låg APLW 043

EAN: 4002516116035 / Materiale nummer: 11105010 /  
Gammelt materiale nummer: 69304100D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til reagensglas	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Maksimum fyldningshøjde i mm	115
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	130
Udvendigt mål, nettobredde i mm	220
Udvendigt mål, nettodybde i mm	220
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	330
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	300
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	315
Nettovægt i kg	0,55
Bruttovægt i kg	1,35