


APLW 044

Net

til inddeling af grundfladen i APLW 040-042.



EAN: 4002516116066 / Materiale nummer: 11105040 /
Gammelt materiale nummer: 69304400D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Indsats/modul til reagensglas	•
Beslag	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	75
Udvendigt mål, nettobredde i mm	205
Udvendigt mål, nettodybde i mm	200
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	215
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	170
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	270
Nettovægt i kg	0,36
Bruttovægt i kg	0,60