

APLW 045  
Injektordyse  
med plaststiver, konusformet, Ø 2,5, længde 80 mm.



**Image**  
in progress

- Egnede til almindelige injektorkurve og vogne
- Egnede til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inkluderer dysehætte, Ø 4 mm

EAN: 4002516116073 / Materiale nummer: 11105050 /  
Gammelt materiale nummer: 69304500D

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produkttilknytning</b>                                |                          |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | •                        |
| <b>Produkttilknytning</b>                                |                          |
| PLW 6011   | •                        |
| PLW 6111   | •                        |
| <b>Produktkategori</b>                                   |                          |
| Injektordyse   | •                        |
| <b>Produktegenskaber</b>                                 |                          |
| Materiale  | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve  | Blå, Rustfrit stål       |
| <b>Anvendelsesområde</b>                                 |                          |
| Genbehandling af laboratorieglass                        | •                        |
| <b>Mål og vægt</b>                                       |                          |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                           | 15                       |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                          | 15                       |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                           | 90                       |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm                          | 40                       |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm                          | 65                       |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm                           | 118                      |
| Nettovægt i kg   | 0,01                     |
| Bruttovægt i kg  | 0,02                     |