

APLW 045

Injektordyse

med plaststiver, konusformet, Ø 2,5, længde 80 mm.

Miele

**Image
in progress**

- Eget til almindelige injektorkurve og vogne
- Eget til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 4 mm

EAN: 4002516116073 / Materiale nummer: 11105050 /
Gammelt materiale nummer: 69304500D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	15
Udvendigt mål, nettobredde i mm	15
Udvendigt mål, nettodybde i mm	90
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	40
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	65
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	118
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,03