

APLW 047

Injektordyse

med plaststiver, konusformet, Ø 2,5, længde 50 mm.

EAN: 4002516117261 / Materiale nummer: 11105070 /
Gammelt materiale nummer: 69304700D



- Egnede til almindelige injektorkurver og vogne
- Egnede til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 4 mm

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglasser	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	32
Udvendigt mål, nettobredde i mm	32
Udvendigt mål, nettodybde i mm	61
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,02