

APLW 049

Injektordyse

med plaststiver, stjerneformet, Ø 2,5, længde 155 mm.



- Eget til almindelige injektorkurve og vogne
- Eget til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 4 mm

EAN: 4002516116103 / Materiale nummer: 11105090 /
Gammelt materiale nummer: 69304900D

| | |
|--|--------------------------|
| Produktkategori | |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | • |
| Produkttilknytning | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategori | |
| Injektordyse | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve | Blå, Rustfrit stål |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af laboratorieglass | • |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 31 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 31 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 165 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 12 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 80 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 120 |
| Nettovægt i kg | 0,01 |
| Bruttovægt i kg | 0,01 |