

APLW 049

Injektordyse

med stjerneformet plastholder, Ø 2,5, længde 110 mm.

EAN: 4002516116103 / Materiale nummer: 11105090 /
Gammelt materiale nummer: 69304900D



- Egnet til almindelige injektorkurve og vogne
- Egnet til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 4 mm

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	31
Udvendigt mål, nettobredde i mm	31
Udvendigt mål, nettodybde i mm	110
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,01