

APLW 050

Injektordyse

med plaststiver, stjerneformet, Ø 4, længde 75 mm.

EAN: 4002516116110 / Materiale nummer: 11105100 /
Gammelt materiale nummer: 69305000D



- Eget til almindelige injektorkurve og vogne
- Eget til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 5 mm

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	33
Udvendigt mål, nettobredde i mm	37
Udvendigt mål, nettodybde i mm	77
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	40
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	65
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	118
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,03