

APLW 052

Injektordyse

med plaststiver, stjerneformet, Ø 4, længde 175 mm.



- Egnede til almindelige injektorkurve og vogne
- Egnede til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 5 mm

EAN: 4002516117278 / Materiale nummer: 11105120 /
Gammelt materiale nummer: 69305200D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglasser	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	54
Udvendigt mål, nettobredde i mm	54
Udvendigt mål, nettodybde i mm	178
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	150
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,02