

APLW 052

Injektordyse

med plaststiver, stjerneformet, Ø 4, længde 175 mm.



- Egnet til almindelige injektorkurve og vogne
- Egnet til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 5 mm

EAN: 4002516117278 / Materiale nummer: 11105120 /

Gammelt materiale nummer: 69305200D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	54
Udvendigt mål, nettobredde i mm	54
Udvendigt mål, nettodybde i mm	178
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	150
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,03