

APLW 053

Injektordyse

med plaststiver, stjerneformet, Ø 6, længde 115 mm.



- Egnede til almindelige injektorkurve og vogne
- Egnede til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 10 mm

EAN: 4002516116134 / Materiale nummer: 11105130 /
Gammelt materiale nummer: 69305300D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	76
Udvendigt mål, nettobredde i mm	76
Udvendigt mål, nettodybde i mm	123
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	180
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	250
Nettovægt i kg	0,00
Bruttovægt i kg	0,01