

APLW 055

Injektordyse

med plaststiver, stjerneformet, Ø 6, længde 175 mm.



- Eget til almindelige injektorkurve og vogne
- Eget til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 10 mm

EAN: 4002516116158 / Materiale nummer: 11105150 /  
Gammelt materiale nummer: 69305500D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	75
Udvendigt mål, nettobredde i mm	75
Udvendigt mål, nettodybde i mm	182
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	180
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	250
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,03