

APLW 056
Injektordyse
med plaststiver, stjerneformet, Ø 6, længde 225 mm.



- Eget til almindelige injektorkurve og vogne
- Eget til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 10 mm

EAN: 4002516116219 / Materiale nummer: 11105160 /
Gammelt materiale nummer: 69305600D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	75
Udvendigt mål, nettobredde i mm	75
Udvendigt mål, nettodybde i mm	232
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	150
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,03