

APLW 058

Injektordyse

med plaststiver og emnefiksering, Ø 6, længde 135 mm.



- Egnede til almindelige injektorkurver og vogne
- Egnede til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 10 mm

EAN: 4002516116240 / Materiale nummer: 11105180 /
Gammelt materiale nummer: 69305800D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglasser	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	76
Udvendigt mål, nettobredde i mm	76
Udvendigt mål, nettodybde i mm	151
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	300
Nettovægt i kg	0,05
Bruttovægt i kg	0,11