

APLW 059

Injektordyse

med plaststiver og emnefiksering med lås, Ø 6, længde 225 mm.



- Eget til almindelige injektorkurve og vogne
- Eget til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 10 mm

EAN: 4002516116257 / Materiale nummer: 11105190 /
Gammelt materiale nummer: 69305900D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	77
Udvendigt mål, nettobredde i mm	77
Udvendigt mål, nettodybde i mm	258
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	300
Nettovægt i kg	0,05
Bruttovægt i kg	0,12