

APLW 060

Injektordyse

med plaststiver og emnefiksering med lås, Ø 6, længde 275 mm.



- Eget til almindelige injektorkurve og vogne
- Eget til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusive dysehætte, Ø 10 mm

EAN: 4002516116264 / Materiale nummer: 11105200 /
Gammelt materiale nummer: 69306000D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	95
Udvendigt mål, nettobredde i mm	95
Udvendigt mål, nettodybde i mm	287
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	300
Nettovægt i kg	0,05
Bruttovægt i kg	0,12