

APLW 062

Injektordyse

med plaststiver og flaskehalsholder, stjerneformet, Ø 6, længde 135 mm.



- Egnede til almindelige injektorkurve og vogne
- Egnede til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 10 mm
- Med lås

EAN: 4002516116288 / Materiale nummer: 11105220 /
Gammelt materiale nummer: 69306200D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	76
Udvendigt mål, nettobredde i mm	76
Udvendigt mål, nettodybde i mm	145
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	95
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	110
Nettovægt i kg	0,03
Bruttovægt i kg	0,07