

APLW 064

Injektordyse

med plaststiver og flaskehalsholder, stjerneformet, Ø 6, længde 225 mm.



- Egnede til almindelige injektorkurve og vogne
- Egnede til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 10 mm
- Med lås

EAN: 4002516116301 / Materiale nummer: 11105240 / Gammelt materiale nummer: 69306400D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	76
Udvendigt mål, nettobredde i mm	76
Udvendigt mål, nettodybde i mm	231
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	300
Nettovægt i kg	0,04
Bruttovægt i kg	0,10