

APLW 065

Injektordyse

med plaststiver og flaskehalsholder, stjerneformet, Ø 6, længde 275 mm.



- Egnede til almindelige injektorkurve og vogne
- Egnede til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 10 mm
- Med lås

EAN: 4002516116318 / Materiale nummer: 11105250 /  
Gammelt materiale nummer: 69306500D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglasser	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	75
Udvendigt mål, nettobredde i mm	75
Udvendigt mål, nettodybde i mm	287
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	300
Nettovægt i kg	0,04
Bruttovægt i kg	0,11