

APLW 067
 Injektordyse
 med holder Ø 6, længde 225 mm.



- Eget til almindelige injektorkurve og vogne
- Eget til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Inklusiv dysehætte, Ø 10 mm

EAN: 4002516116332 / Materiale nummer: 11105270 /
 Gammelt materiale nummer: 69306700D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Tråd, rilsanbelagt, Rustfrit stål
Farve	Blå, Rustfrit stål, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	70
Udvendigt mål, nettobredde i mm	70
Udvendigt mål, nettodybde i mm	235
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	180
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	250
Nettovægt i kg	0,08
Bruttovægt i kg	0,09