

APLW 069

Injektordyse

med holder i stål, Ø 8, længde 255 mm.



- Egnede til almindelige injektorkurve og vogne
- Egnede til fx målecylindre, målekolber og reagensglas
- Holdeflade på dysespids, Ø 17 mm

EAN: 4002516116356 / Materiale nummer: 11105290 /
Gammelt materiale nummer: 69306900D

| | |
|--|--------------------------|
| Produkttilknytning | |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | • |
| Produkttilknytning | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategori | |
| Injektordyse | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve | Rustfrit stål, Grå |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af laboratorieglass | • |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 87 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 87 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 263 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 12 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 250 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 350 |
| Nettovægt i kg | 0,08 |
| Bruttovægt i kg | 0,09 |