


APLW 083  
Emnefiksering  
til injektordyse, højde 130 mm.



EAN: 4002516116592 / Materiale nummer: 11105430 /  
Gammelt materiale nummer: 69308300D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Andet tilbehør	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	50
Udvendigt mål, nettobredde i mm	50
Udvendigt mål, nettodybde i mm	133
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	180
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	250
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,03