

APLW 085

Flaskehalsholder

Ø 33 mm, til injektordyser Ø 6 mm.

**Miele**

**Image**  
in progress

EAN: 4002516116615 / Materiale nummer: 11105450 /  
Gammelt materiale nummer: 69308500D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Andet tilbehør	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Kunststof
Farve	Hvid
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	25
Udvendigt mål, nettobredde i mm	25
Udvendigt mål, nettodybde i mm	42
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	120
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	170
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,02