

APLW 087

Holder

af rustfrit stål, stjerneformet Ø 87 mm, til injektordyser Ø 8 mm



EAN: 4002516116653 / Materiale nummer: 11105470 /  
Gammelt materiale nummer: 69308700D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
Andet tilbehør	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	15
Udvendigt mål, nettobredde i mm	64
Udvendigt mål, nettodybde i mm	64
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	120
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	170
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,02