

APLW 088

Holder

med holder til målecylinder op til Ø 105 mm og injektordyser Ø 8.



EAN: 4002516116660 / Materiale nummer: 11105480 /
Gammelt materiale nummer: 69308800D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Beslag	•
Andet tilbehør	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	12
Udvendigt mål, nettobredde i mm	120
Udvendigt mål, nettodybde i mm	300
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	108
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	117
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	305
Nettovægt i kg	0,14
Bruttovægt i kg	0,23