

APLW 090

Holder

til pipetter med maks. 14 mm og minimum 4 mm tværsnit.



EAN: 4002516116684 / Materiale nummer: 11105500 /
Gammelt materiale nummer: 69309000D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Holder	•
Andet tilbehør	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Grå, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	20
Udvendigt mål, nettobredde i mm	20
Udvendigt mål, nettodybde i mm	20
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	120
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	170
Nettovægt i kg	0,00
Bruttovægt i kg	0,00