

APLW 091
Holder
til injektordyser Ø 2,5 mm.



EAN: 4002516116691 / Materiale nummer: 11105510 /
Gammelt materiale nummer: 69309100D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Holder	•
Andet tilbehør	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Grå
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	20
Udvendigt mål, nettobredde i mm	20
Udvendigt mål, nettodybde i mm	17
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,00
Bruttovægt i kg	0,00