

APLW 092

Blændpropper

til lukning af ikke benyttede åbninger på kurve og indsatser.



EAN: 4002516116714 / Materiale nummer: 11105520 /
Gammelt materiale nummer: 69309200D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Andet tilbehør	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	12
Udvendigt mål, nettobredde i mm	12
Udvendigt mål, nettodybde i mm	15
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,00
Bruttovægt i kg	0,00