

APLW 093
Hylster
med hætte til pipetter maksimalt Ø11 mm



EAN: 4002516116721 / Materiale nummer: 11105530 /
Gammelt materiale nummer: 69309300D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Holder	•
Andet tilbehør	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Silikone
Farve	Rustfrit stål, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	25
Udvendigt mål, nettobredde i mm	25
Udvendigt mål, nettodybde i mm	118
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,05
Bruttovægt i kg	0,05