

A 843/2

Injektordyse

med kunststofholdere, dysediameter: 4 mm, længde: 185 mm, 10 stk.



- Eget til injektorvogne og -kurve, kan skrues fast
- Ideel til utensilier med åbningsdiameter på mellem 10 mm og 70 mm
- Kappens diameter øverst: 9 mm
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188896 / Materiale nummer: 11113730 / Gammelt materiale nummer: 69684302D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	185
Udvendigt mål, nettobredde i mm	76
Udvendigt mål, nettodybde i mm	71
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	107
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	130
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	195
Nettovægt i kg	0,21
Bruttovægt i kg	0,32