

A 844/2

Injektordyse

med kunststofholdere, dysediameter: 2,5 mm, længde: 80 mm, 10 stk.



- Eget til injektorvogne og -kurve, kan skrues fast
- Ideel til utensilier med åbningsdiameter på mellem 6 mm og 55 mm
- Kappens diameter øverst: 5 mm
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188926 / Materiale nummer: 11115500 / Gammelt materiale nummer: 69684402D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	80
Udvendigt mål, nettobredde i mm	60
Udvendigt mål, nettodybde i mm	55
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	107
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	130
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	195
Nettovægt i kg	0,10
Bruttovægt i kg	0,21