

A 844/3

Injektordyse

med kunststofholdere, dysediameter: 2,5 mm, længde: 80 mm, 20 stk.



- Eget til injektorvogne og -kurve, kan skrues fast
- Komponent til EasyLoad-systemet
- Æske med 20 dyser

EAN: 4002516188933 / Materiale nummer: 11115520 /
Gammelt materiale nummer: 69684403D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	80
Udvendigt mål, nettobredde i mm	60
Udvendigt mål, nettodybde i mm	55
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	85
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	120
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	150
Nettovægt i kg	0,20
Bruttovægt i kg	0,26