

A 845/2

Injektordyse

med kunststofholdere, dysediameter: 2,5 mm, længde: 125 mm, 10 stk.



- Eget til injektorvogne og -kurve, kan skrues fast
- Komponent til EasyLoad-systemet
- Æske med 10 dyser

EAN: 4002516119685 / Materiale nummer: 11116130 /
Gammelt materiale nummer: 69684502D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	125
Udvendigt mål, nettobredde i mm	60
Udvendigt mål, nettodybde i mm	55
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	85
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	120
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	150
Nettovægt i kg	0,12
Bruttovægt i kg	0,19