

A 300/3

Modul

til optimal anbringelse af laboratorieglass - udstyret med 8 dyser.



- Til div. laboratorieglass som erlenmeyerkolber, rundkolber osv.
- Udstyret med 4 dyser A 840 og 4 dyser A 841
- Komponent til EasyLoad-systemet
- Dyseafstand 118 mm i bredden, 118 mm i dybden

EAN: 4002516188964 / Materiale nummer: 11116900 /
Gammelt materiale nummer: 69630003D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Indsats til diverse flasker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Antal rum	8
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	8
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	228
Udvendigt mål, nettobredde i mm	208
Udvendigt mål, nettodybde i mm	479
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	200
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	240
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	515
Nettovægt i kg	1,47
Bruttovægt i kg	1,91
Tilbehørspakke	
A 840, injektordyse Ø 6 mm, længde 130 mm [antal]	4
A 841, injektordyse Ø 6 mm, længde 210 mm [antal]	4