


A 301/5

Injektormodul

til optimal placering af laboratorieglass - udstyret med 18 dyser.



- Til div. laboratorieglass som erlenmeyerkolber, rundkolber osv.
- Udstyret med 9 dyser A 842 og 9 dyser A 843
- Komponent til EasyLoad-systemet
- Dyseafstand: 78 mm i bredden, 78 mm i dybden

EAN: 4002516188971 / Materiale nummer: 11116950 /

Gammelt materiale nummer: 69630105D

<b>Produktkategori</b>	
Laboratorieopvaskemaskiner	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til smalhalsede glass	•
Indsats til diverse flasker	•
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Komponent til EasyLoad-systemet	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsede glass [antal]	18
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	203
Udvendigt mål, nettobredde i mm	232
Udvendigt mål, nettodybde i mm	480
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	200
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	245
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	515
Nettovægt i kg	2,16
Bruttovægt i kg	3,17
<b>Tilbehørspakke</b>	
A 842, injektordyse Ø 4 mm, længde 90 mm [antal]	9
A 843, injektordyse Ø 4 mm, længde 185 mm [antal]	9