

APWD 072

Injektordyse

til optimal genbehandling af hulrumsinstrumenter, især sug.



- Eget til kurv APWD 061
- Med brug af adapteren APWD 073
- Illustrationen viser APWD 072 med adapter APWD 073

EAN: 4002516122289 / Materiale nummer: 11127460 /
Gammelt materiale nummer: 68407200D

Produkttilknytning	
Termodesinfektorer	•
Produkttilknytning	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,00
Bruttovægt i kg	0,00