

APWD 073

Adapter

til yderligere anbringelse af injektordyse APWD 072 i kurv APWD 061.



EAN: 4002516122296 / Materiale nummer: 11127500 /  
Gammelt materiale nummer: 68407300D

<b>Produkttilknytning</b>	
Termodesinfektorer	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategori</b>	
Adapter	•
Andet tilbehør	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,00
Bruttovægt i kg	0,01