


A 14/1
Låg
til fiksering af sarte utensilier.



- Låg af rustfrit stål
- 8 x 8 mm udstansning, 3 mm lamel
- Dækker halvdelen af indsatsen AK 12/1

EAN: 4002516340126 / Materiale nummer: 11131560 /
Gammelt materiale nummer: 69746003D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Afdækning	•
Låg	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglasser	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	19
Udvendigt mål, nettobredde i mm	207
Udvendigt mål, nettodybde i mm	224
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	65
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	240
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	250
Nettovægt i kg	0,20
Bruttovægt i kg	0,35