

AK 12/1

Indsats

til anbringelse af diverse utensilier.



- Egnet til f.eks. glas, trakter og brystpumper
- Med fleksible håndtag
- Passer til mange over- og underkurve samt vogne

EAN: 4002516343714 / Materiale nummer: 11131690 /
Gammelt materiale nummer: 69501204D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Indsats/modul til bægerglas	•
Indsats/modul til bredhalsede glas	•
Indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	122
Udvendigt mål, nettobredde i mm	224
Udvendigt mål, nettodybde i mm	434
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	125
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	245
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	450
Nettovægt i kg	0,65
Bruttovægt i kg	1,07