


DKF 27-R
Regenererbart Longlife AirClean-kulfilter
til Miele emhætte DA 7078 D.

EAN: 4002516207375 / Materiale nummer: 11160970 /
Gammelt materiale nummer: 28996401EU1



- Med aktivt kul – neutraliserer effektivt ubehagelige lugte
- Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen
- Billigere end engangsfilter, når udskiftningsinterval overholdes.
- Levetid på 3 år
- Indeholder: 6 filtre